

# FICHE TECHNIQUE



## LAGOR PASTILLES LESSIVE DÉSINFECTANTE POUR MACHINE LAVE-LINGE SANS PHOSPHATE

Réf. **DL86** – Seau 125 pastilles de 40g



### USAGES ET PROPRIÉTÉS :

Lessive désinfectante\* en tablette, hautes performances, bactéricide et fongicide à action curative destinée au lavage et à la désinfection des textiles en environnement médical.

Utilisable pour tous types de linge et de fibres (coton, polyester-coton) et à toutes températures (de 30°C à 95°C).

Formule conçue pour une dissolution rapide de la pastille et une action immédiate des principes actifs à toutes températures, même en cycles de lavage courts (30 mn).

Pouvoir détachant renforcé, activateurs de blanchiment et azurants optiques pour un résultat parfait et une blancheur durable éclatante.

Complexe d'enzymes actif sur les taches organiques et les taches grasses pour une propreté impeccable.

Complexe d'agents anticalcaire synergisés pour prévenir du grisaillement d'un linge lors de lavages répétés en eau dure.

Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage.

Simple et sûr d'utilisation.

Tablettes conditionnées en sachet protecteur individuel qui garantit une conservation parfaite et l'efficacité du produit.

### MODE D'EMPLOI :

Trier le linge et respecter les indications et les températures de lavage conseillés pour chaque textile. Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Ne pas laver les articles portant le symbole . Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l'environnement et limiter les rejets. Retirer toujours le sachet protecteur individuel avant d'introduire la(es) tablette(s) dans la machine dans la machine. Laver entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C pour le linge de couleur. En cas d'utilisation avec un programme de prélavage, introduire la dose « prélavage » directement dans le tambour de la machine avant le linge et la dose « lavage » dans le tiroir à détergent de la machine.

### Désinfection du linge en machine :

Laver le linge à une température minimale de 40 °C à la dose minimale de 5 g de lessive pour 1L d'eau dans le bain de lavage. Consulter le manuel du fabricant de votre lave-linge pour connaître le volume d'eau consommé pour un cycle de lavage (généralement 10 L d'eau pour une charge de 4,5 kg de linge sec, soit un rapport de bain de 2,20 : 1) et vous assurer du nombre de tablettes à utiliser pour obtenir l'effet désinfectant recherché. Utiliser un cycle de lavage assez long pour obtenir le temps de contact préconisé (au minimum 30 mn). Pour une action fongicide, choisir un programme de lavage à 60 °C.

## DOSAGES :

Utiliser les doses recommandées en fonction de l'objectif recherché : lavage simple ou lavage et désinfection.

| Programme<br>avec pré-lavage | LAVAGE DU LINGE       |                       | DÉSINFECTION DU LINGE |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              | LINGE SALE            | LINGE TRÈS SALE       | LINGE SALE            | LINGE TRÈS SALE       |
|                              | Eau douce ou peu dure | Eau dure ou très dure | Eau douce ou peu dure | Eau dure ou très dure |
| <b>PRE-LAVAGE</b>            | -                     | 1 pastille            | 1 pastille            | 1 pastille            |
| <b>LAVAGE</b>                | 1 pastille            | 1 pastille            | 1 pastille            |                       |
| Programme<br>sans pré-lavage |                       |                       |                       |                       |
| <b>LAVAGE</b>                | 1 pastille            | 2 pastilles           | 2 pastilles           | 2 pastilles           |

Doses de 4 à 5 kg de linge sec, pour une machine de 8 à 10 kg, ajouter une tablette en cycle de lavage.

## REGLEMENTATION :

PRODUIT RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

PRODUIT A USAGE BIOCIDÉ : Formulation soumise à demande d'AMM sous le n° ISPAA-BPF-7. Lessive désinfectante en tablette à action curative destinée à la désinfection des textiles en environnement médical, TP 02. ACTIF BIOCIDÉ : Préparation à base de percarbonate de sodium (15 %) et tétraacétyléthylènediamine (4 %). 100g de poudre génère 2,45g d'acide peracétique in situ (n° CAS 79-21-0). Pour une question de sécurité, ne pas réutiliser l'emballage vide. Recycler ou éliminer de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Date de péremption et n° de lot : voir sur l'emballage.

### \*EFFICACITES MICROBIOCIDES

- Bactéricide selon EN 13727, en 30 mn et à 40°C, à 2,0 g/l (en conditions de propreté) et à 5 g/L (en conditions de saleté).
  - Fongicide selon EN 13624, en 30 mn et à 60°C, à 0,3 g/l (en conditions de propreté) et à 0,5 g/L (en conditions de saleté).
- REGLEMENT CE N°648/2004 – 907/2006 : 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surfaces anioniques, agents de blanchiment oxygénés, zéolites ; moins de 5% de : phosphonates, agents de surface non ioniques, savon, polycarboxylates. Egalement : enzymes (protéase, amylase, lipase, mannanase), azurants optiques, parfums (fragrances allergisantes : amyl cinnamal, limonène).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

DANGER. EC 239-707-6 CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ ; EC237-623-4 DISODIUM DISILICATE ; EC 270-115-0 BENZENESULFONIC ACID, C10-13- ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS ; EC 215- 687-4 SILICIC ACID, SODIUM SALT.

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. PRODUIT DANGEREUX, respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : tablette ronde  
Couleur : Double couche blanche et bleue  
Odeur : fleurie  
Poids unitaire : 40 g  
Emballage unitaire : sachet protecteur individuel  
pH en sol. aqueuse à 1% : 10,50 ± 0,50  
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP : GHS 05 Danger  
Stockage : hors gel et forte chaleur  
Matériau emballage : PEHD  
Recyclable : 100%  
Soumis à TGAP : T1  
Origine France garantie

## CONDITIONNEMENT :

GENCOD Seau : 3189180002999  
Seau de 5 kg (125 x 40g)  
Dimensions seau : 28,6 x 19,6 x 26,6 cm  
Poids net seau : 5 kg  
Poids brut seau : 5,450kg  
Palette de 80 seaux